




БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
88	39	24

- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t_2/2$.

					ЛЛП500510															
					Лоток перфорированный 50x50x3000	Лит.			Масса			Масштаб								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						-			1:1							
Разраб.	Езерский					Лист			Листов 1											
Пров.						Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира									ООО "ПК МКТ"					
Т. контр.																				
Н. контр.																				
Утв.																				