

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УНН

50

S 1,5

60*

9,5

4 шт. ов. 20x9

20

L

20

25 ±1

90 ±1

√Ra 12,5

4 ±0,15

После установки локта, загнуть свободный край ННК до фиксации проволоки**

1 *Размер для справок.

2 **Примечание к монтажу.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Артикул	L, мм	Вес, кг	БРН, кг	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ННК100	115	0,21	115	Разраб.	Езерский			
ННК200	215	0,39	127	Пров.				
ННК300	315	0,57	97	Т. контр.				
ННК400	415	0,75	85	Н. контр.				
ННК500	515	1,05	75	Утв.				

ННК

Настенно-напольный кронштейн

Лист

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов 1

ООО "ПК МКТ"

Шифр:

Формат А3